

jugar fútbol



Poder sin límites.

La vida sin interrupciones.

Esa es la diferencia de 360™.

360e es un audífono super power que brinda un desempeño firme y confiable para pérdidas auditivas de severas a profundas. Se adapta a pérdidas de hasta 120 dB, con toda la potencia que usted necesita y diseñado con la durabilidad que resiste las demandas más exigentes de la vida diaria.

Adecuado para usted: diseñado para pérdidas auditivas de severas a profundas

Suba el volumen: Sistema de Manejo de Feedback

360e presenta un sofisticado sistema de manejo de feedback que lo detecta y elimina rápidamente, sin afectar la calidad de sonido. Usted puede aumentar el volumen sin preocuparse del molesto silbido o chillido.



Disponible también en tonos según el color de la piel.
No es el tamaño real.

360^e

El poder está en vivir sin límites

Con más potencia disponible y funcionalidad diseñada específicamente para pérdidas auditivas de severas a profundas, 360 e brinda todo lo que necesita para vivir la vida sin interrupciones. Este innovador audífono está disponible también como 360+, ofreciendo más características adaptativas para un mayor desempeño en diferentes situaciones auditivas.

UN VISTAZO A 360	360+	360e
PERFIL DE DESEMPEÑO		
Rango de pérdida	Hasta 120 dB	Hasta 120 dB
Se ajusta a pérdidas de severa a profunda	Si	Si
Canales	8	4
Bandas	8	8
Pila	675	675
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS		
Manejo del Feedback	Si	Si
Programa automático	Si	-
Direccional Adaptativo Multibanda	Si	-
Realce de habla SP	Si	-
AntiShock™	Si*	Si
Realce de graves	Si	-
Reducción de Ruido	Si*	Si
CARACTERÍSTICAS		
Programas auditivos manuales	Si	Si
Manejo de ruido del viento	Si	-
Solución de teléfono automático	Si	Si
Solución automática FM	Si	-
Registro de Datos	Si	Si
ACCESORIOS OPCIONALES		
Control Remoto	Si	-
Unidad de Entrada Directa de Audio	Si	Si
Recibidor de FM integrado (compatible)	Si	Si
Mini codo	Si	Si
Seguro del portapila	Si	Si
Protector del control de volumen	Si	Si

*Varios niveles

La vida sin interrupciones.





Diseñado para su vida

Su vida tiene su propio ritmo. 360e se mantiene fácilmente a cualquier estilo de vida, con tecnologías diseñadas con un propósito y un BTE diseñado con precisión, comprobado para resistir desde polvo, residuos y transpiración hasta la tensión repetitiva asociada al uso diario y constante.



360™

escuchar la alarma del despertador

desayunar

escuchar el reporte del clima

ir a clases

almorzar con los amigos

jugar fútbol

celebrar con el equipo

estudiar para el examen

ir al gimnasio

tomar café con los amigos

Relájese: AntiShock™

Sonidos abruptos como un portazo o el ruido de los platos pueden causarle gran molestia. 360e presenta AntiShock, la tecnología de supresión de impulsos más sofisticada disponible en un audífono. Ésto le permite tener conciencia permanente de los sonidos ambientales y del habla, mientras disminuye de manera instantánea la molestia de los sonidos súbitos como dejar caer unas llaves, el ruido de los zapatos altos sobre un suelo duro y los niños sacudiendo sus juguetes.

Comuníquese con facilidad: Reducción de ruido.

360e reduce de manera inteligente el ruido de fondo, sin afectar los sonidos o el habla, brindando mayor comodidad auditiva.

Le ayuda a escuchar en situaciones difíciles: equipos adicionales a la amplificación

360e ofrece una elección de opciones:

- FM integrado (compatible)
- Unidad de Entrada directa de audio (DAI)

SITUACIONES DESFAVORABLES	DESEMPEÑO DE 360
TRANSPIRACIÓN <ul style="list-style-type: none"> • Trotar • Cuidar el jardín • Vacaciones en un lugar de clima húmedo 	PRUEBA: 500+ horas equivalente al calor y humedad en la selva tropical del Amazonas; rociar 800 ml de solución salina para simular transpiración continua. RESULTADO: ningún impacto en el desempeño acústico de 360.
POLVO Y RESIDUOS <ul style="list-style-type: none"> • Excavar en la caja de arena • Cultivar • Trabajar en una construcción 	PRUEBA: expuesto a pequeñas partículas de polvo circulante por un largo periodo de tiempo. RESULTADO: ninguna partícula de polvo ingreso al 360.
USO Y DESGASTE <ul style="list-style-type: none"> • Presionar el botón de programas • Ajustar el control de volumen • Cambiar la pila 	PRUEBA: cerca de 80.000 cambios al botón de control de volumen y al botón de programas; 7.300 ciclos de abrir y cerrar el portapila. RESULTADO: el mecanismo de 360 funcionó adecuadamente.
RESISTENCIA A LOS GOLPES <ul style="list-style-type: none"> • Hacer deportes • Dejar caer el audífono accidentalmente • Golpear el audífono 	PRUEBA: repetidas caídas libres desde diferentes ángulos y desde una altura aproximada de 2 metros. RESULTADO: ningún impacto en la estabilidad acústica de 360.

Para conocer más acerca del funcionamiento de 360e, incluyendo los resultados en las pruebas de laboratorio y ejemplos reales, visite www.360.unitronhearing.com